

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Diario	Limpieza de la cámara interna	Operador
Mensual	Limpieza de filtros de drenaje	Operador
Trimestral	Descarga del generador	Ingeniero o técnico
Semestralmente	Verificar limpieza de electrodos. Lubricar sistemas de calendario Verificar trampas Verificar sistemas de funcionamiento y seguridad	Ingeniero o técnico
Anual	Limpieza de generador de vapor	Ingeniero o técnico

\*\*\*\* Se recomienda leer el manual de operación que proporciona el fabricante al adquirir el equipo, para realizar el mantenimiento de rutina y el preventivo